



Universidad Veracruzana

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción
Agropecuaria

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y VEGETAL

M P A T. A s t r i d R o d r í g u e z L o z a n o

Procedimiento para la toma de muestras de leche para análisis de calidad




Rodríguez A. 2010

Elige los animales más representativos de tu sistema de producción, o los que presenten los signos clínicos de interés.

Las muestras de leche se toman directo de la ubre procurando no generar estrés en los animales, usando la sujeción adecuada para cada especie para mantener la seguridad del operador.

Es necesario lavar la ubre y las tetas con agua tibia y limpia, al concluir el lavado, frotar la punta del orificio de la teta con un algodón con alcohol al 70%. Se deben eliminar la primera leche expulsada y de tomar de 150 a 200 Mililitros (ML.) en un frasco de boca ancha con tapa de rosca estéril.

Tome las muestras lo más temprano posible e identifíquelas con tinta indeleble, guarde en refrigeración hasta llegar al laboratorio, transporte conforme al sistema de triple embalaje.




En la actualidad los sistemas de producción, deben incluir en sus protocolos, un esquemas de salud de la ubre, lo que es un factor determinante para la calidad e inocuidad de la leche, lo cual influye e impacta en la salud publica.

No olvide, colocar una relación de las muestras enviadas y los datos más importantes, así como los de contacto para enviar los resultados del análisis.

SISTEMA DE TRIPLE EMBALAJE.

PRIMARIO SECUNDARIO Terciario



Rodríguez A. 2022



Febrero 2023